

2020 年 2 月 27 日

販売店様各位
営業ご担当者様

オーディック株式会社
〒553-0003
大阪市福島区福島 7-14-20
TEL : 06-6451-7385

**「ゼータパッキン、ゼータFパッキンはハミールパッキンの代用品にならない」
ことの周知徹底のお願い**

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、トクヤマデンタル(株)様の「ハミールパッキン」販売終了に伴い、弊社ゼータ系鑄造器用の「ゼータパッキン」「ゼータFパッキン」が代用品として使用できないかとのお問い合わせが増えておりますが、全く使用できません。

その理由を下記にQ & A方式にて示しましたので、販売店様にハミールおよびハミール2のお客様から同様の問合せがございましたら、お客様への周知徹底のほどご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

Q1 ハミールパッキンの代用品としてゼータパッキン、ゼータFパッキンは使用できますか？

A1 できません。
形状、寸法、および材質も異なりますので、ハミールパッキンの代用品としてハミールやハミール2には一切使用できません。

Q2 ゼータパッキン、ゼータFパッキンはゼータ系鑄造器以外のユーザー様へは、なぜ販売できないのですか？

A2 上記A1の理由以外に、「ゼータパッキン」「ゼータFパッキン」は歯科医療機器であるゼータ系鑄造器専用の消耗材料です。
したがって、他の鑄造器用としての販売はいたしかねます。
また、他の鑄造器用に流用されることは大変危険ですし、そのような危険行為に加担することはお断りさせていただいております。

以上